

# BlueMax II – Roll Box 5x200 – Blue

Art.No. 25200R

2024-06-04

(Tidigare version 2022-06-20)

Jonas Alvsten

A3 · 1:1



Non print area for glueing →

 **Limfritt Akutplåster**  
Limfritt Akut plaster  
Liimaton Akuuttilaastari

 **Roll/Refill**  
5x200 cm · Blue

**BlueMax™**  
LIMFRITT AKUTPLÅSTER  
LIMFRITT AKUT PLASTER  
LIIMATON AKUUTTILAASTARI

**Roll/Refill**  
5x200 cm

MD Art.No. 25200R  
[www.bluemaxplaster.com](http://www.bluemaxplaster.com)

  
7 330075 000234

Medical Care System MCS AB  
Industrivägen 5 · SE-642 34 Flen · Sweden  
+46 (0) 157 131 31 · medicalcare.se



Roll out the plaster  
and close the package

Roll out the plaster here

**BlueMax – in any situation!**





 Blodabsorberande, limfritt och elastiskt.  
Blod absorberende, limfritt og elastisk.  
Vertaimevä, liimaton ja elastinen.

 Fäster ej på hud, hår eller sår.  
Hefter/klæber ikke til hud, hår eller sår.  
Ei jää kiinni ihoon, haavaan tai ihoarvoihin.

 Tål vatten.  
Tåler vann/vand.  
Vedenkestävä.

Rullen passar som refill i BlueMax 5x200 dispenser.  
The roll fits as a refill in the BlueMax 5x200 dispenser.  
Open for new roll / Öppna för påfyllningsrulle.



  



**1 Klipp eller riv av**  
Cut/tear off

**2 Tryck ihop**  
Press

**3 Linda runt**  
Wrap around

**4 Pressa lätt samman**  
Press lightly together

**5 Klart! Done!**

**Tips! Bra vid skavsår**  
Tip! Good for blisters

