

# BlueMax II – Roll Box 3x200 – Beige

Art.No. 23200R

2024-06-04 (Tidigare version 2021-10-01)

Jonas Alvsten

A3 · 1:1



Non print area for gluing

Limfritt Akutplåster  
Limfritt Akut plaster  
Liimaton Akuuttilaastari

**Roll/Refill**  
3x200 cm · Beige

**BlueMax™**  
LIMFRITT AKUTPLÅSTER  
LIMFRITT AKUT PLASTER  
LIIMATON AKUUTTILAASTARI

**Roll/Refill**  
3x200 cm **Beige**

**LOT**

Art.No. 23200R Medical Care System MCS AB  
Industrivägen 5 · SE-642 34 Flen · Sweden  
+46 (0) 157 131 31 · medicalcare.se

**BlueMax**

Roll out the plaster and close the package

Roll out the plaster here

**BlueMax – in any situation!**

**BlueMax Dispenser**

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL

Made in Sweden

plasticbank.com

[www.bluemaxplaster.com](http://www.bluemaxplaster.com)

Blodabsorberande, limfritt och elastiskt.  
Blod absorberende, limfritt og elastisk.  
Vertaimevä, liimaton ja elastinen.

Fäster ej på hud, hår eller sår.  
Hefter/klæber ikke til hud, hår eller sår.  
Ei jää kiinni ihoon, haavaan tai ihokarvoihin.

Tål vatten.  
Tåler vann/vand.  
Vedenkestävä.

Rullen passar som refill i BlueMax 3x200 dispenser.  
The roll fits as a refill in the BlueMax 3x200 dispenser.  
Open for new roll / Öppna för påfyllningsrulle.

**Klipp eller riv av** 1  
 Cut/tear off

**Tryck ihop** 2  
 Press

**Linda runt** 3  
 Wrap around

**Pressa lätt samman** 4  
 Press lightly together

**Klart!** 5  
 Done!

**Tips! Bra vid skavsår**  
Tip! Good for blisters

